


Поликлональные Антитела Против Ptx3 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P26022

Артикул: CM0015684



введение

Кроличьи поликлональные антитела, распознающие человеческий РТХЗ (TSG-14/TNFAIP5), валидированные для вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестная реакция с мышью и крысой. Подходят для исследований врожденного иммунитета, воспаления и биологии пентраксинов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PTX3 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	TSG-14; TNFAIP5; PTX3
Вид	Человек
ID гена (Человек)	5806
ID гена	5806
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 18-381 человеческого РТХЗ (NP_002843.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P26022
Молекулярный вес белка	42кДа
Доставка	Сумка-холодильник