


Моноклональное Антитело Anti-Pu.1/Spi1 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иф (If), Игх (Ihc-P), Пц (Fc) И Ифа - P17947

Артикул: CM0007005



введение

Кроличье моноклональное антитело к PU.1/SPI1, валидированное для вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции, иммуногистохимии, проточной цитометрии и ИФА. Нацелено на фактор транскрипции PU.1 человека (31 кДа, SWISS: P17947) для исследований в области гематопозеза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	PU.1/SPI1 Rabbit mAb
Примечания/Псевдонимы	OF; PU.1; AGM10; SFPI1; SPI-1; SPI-A; PU.1/SPI1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	6688
ID гена	6688
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого PU.1/SPI1 (NP_003111.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, FC (intra), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P17947
Молекулярный вес белка	31kDa
Доставка	Сумка со льдом