


Кроличье Поликлональное Антитело Против Puf60 Для Вестерн-Блоттинга, Ип, Ифа - Q9Uhx1

Артикул: CM0030752



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий PUF60, валидированное для Вестерн-блоттинга, иммунопреципитации и ИФА с перекрестной реактивностью в образцах человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований транскрипции и сплайсинга.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PUF60 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	FIR; VRJS; RoBPI; SIAHBP1; PUF60
Вид	Человек
GeneID	22827 (Человек)
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 243-542 человеческого PUF60 (NP_055096.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), Иммунопреципитация (IP), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9UHX1
Молекулярная масса белка	60 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом