

Кроличье Поликлональное Антитело Против Pumilio 1 Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Elisa - Q14671

Артикул: CM0025661



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого Pumilio 1 (PUM1), валидированное для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии (IF/ICC) и ELISA. Перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Идеально для исследований посттранскрипционной регуляции и РНК-связывающих белков.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Pumilio 1 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	PUMH; HSPUM; PUMH1; PUML1; SCA47; Pumilio 1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	9698
Иммуноген	Рекомбинантный белок: Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-280 человеческого Pumilio 1 (NP_055491.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия (IF/ICC), иммуноферментный анализ (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q14671
Молекулярная масса белка	126 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом