

Кроличыи Поликлональные Антитела Против Pumilio 1 Для Wb, If/Icc, Elisa - Q14671

Артикул: CM0018219



введение

Кроличыи поликлональные антитела против человеческого Pumilio 1 (PUM1). Валидированы для Вестерн-блоттинга (WB), иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии (IF/ICC) и ИФА (ELISA), реагируют перекрестно с мышью. Подходит для исследований РНК-связывающих белков и посттранскрипционной регуляции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Pumilio 1 Rabbit pAb
Примечания/алиасы	PUMH; HSPUM; PUMH1; PUML1; SCA47; Pumilio 1
Вид	Человек
GeneID (человек)	9698
GeneID	9698
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 1-130 человеческого Pumilio 1 (NP_055491.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q14671
Молекулярная масса белка	126 кДа
Доставка	В ледяном пакете