

Моноклональное Антитело Против Pumilio 2 Для Вестерн-Блоттинга, Elisa - Q8Tb72

Артикул: CM0003053



введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого белка Pumilio 2 (PUM2), валидированное для вестерн-блоттинга и ELISA. Перекрестно реагирует с мышиным и крысиным белком. Идеально для изучения РНК-связывания, посттранскрипционной регуляции и биологии стволовых клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Pumilio 2 Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	PUMH2; PUML2; Pumilio 2
Вид	Человек
GeneID (человек)	23369
GeneID	23369
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 1-100 человеческого белка Pumilio 2 (Q8TB72).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q8TB72
Молекулярная масса белка	114 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом