

Моноклональное Антитело К Анти-Пуринергическому Рецептору P2Y6 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q15077

Артикул: CM0012249

введение

Кроличье моноклональное антитело, направленное против человеческого пуринорецептора 6 (P2Y6, Q15077). Валидировано для применения в Вестерн-блоттинге (WB) и ИФА (ELISA). Распознает 36 кДа ГПКР, который опосредует индуцируемый UDP кальциевый сигнал.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье мАб к пуринергическому рецептору P2Y6
Примечания/Псевдоним	P2Y6; Пуринергический рецептор P2Y6
Вид	Человек
ID гена (Человек)	5031
ID гена	5031
Иммуноген	Синтетический пептид; Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 229-328 человеческого пуринергического рецептора P2Y6 (Q15077).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q15077
Молекулярный вес белка	36kDa
Доставка	Сумка-холодильник