

Кроличья Поликлональная Антитело Против Анти-P2Y6 Пуринергического Рецептора Для Вб, Ифа — Q15077

Артикул: CM0018972

введение

Кроличья поликлональная антитело к человеческому P2RY6 (P2Y пуринорецептор 6). Подходит для Вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестно реагирует с белками человека и мыши. Мишень представляет собой G-белок-связанный рецептор для UDP, UTP и АТФ, опосредующий кальциевую сигнализацию. Идеально подходит для исследований GPCR и нуклеотидной сигнализации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Purinergic Receptor P2Y6 Rabbit pAb
Примечания/Алиасы	P2Y6; Purinergic Receptor P2Y6
Вид	Человек
GeneID (человек)	5031
GeneID	5031
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий аминокислотам 200–300 человеческого P2RY6 (NP_789766.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q15077
Молекулярная масса белка	36 кДа
Доставка	С использованием пакета со льдом