

Антитело Кролика Против Pus7 (Поликлональное) Для Wb, Elisa - Q96P96

Артикул: CM0018937



введение

Поликлональное антитело кролика против PUS7, валидированное для WB и ELISA, нацеленное на человеческий PUS7 с перекрестной реактивностью на мышь и крысу. Идеально подходит для изучения псевдоуридинизации РНК и регуляции сплайсинга.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PUS7 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	IDDABS; PUS7
Вид	Человек
ID гена (Человек)	54517
ID гена	54517
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 352-661 человеческого PUS7 (NP_061915.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q96PZ0
Молекулярный вес белка	75кДа
Доставка	Сумка со льдом