

Кроличье Поликлональное Антитело Против Pvr11 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q15223

Артикул: CM0022530



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого PVRL1 (Nectin-1/HveC/CD111), валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестно реагирует с человеческим, мышинным и крысиным белком. Идеально для исследований клеточной адгезии и вирусного проникновения.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PVRL1 Кроличье pAb
Примечания/Алиасы	ED4; PRR; HlgR; HV15; HVEC; OFC7; PRR1; PVRR; CD111; PVRL1; PVRR1; SK-12; CLPED1; нектин-1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5818
GeneID	5818
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 450-517 человеческого PVRL1 (NP_002846.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q15223
Молекулярная масса белка	57 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом