

Моноклональное Антитело Anti-Pvrl1/Nectin1 Для Проточной Цитометрии (Fc) - Q15223

Артикул: CM0007721



введение

Кроличье моноклональное антитело к человеческому нектину-1 (PVRL1/CD111), валидированное для проточной цитометрии. Подходит для исследования клеточной адгезии, проникновения вируса герпеса и развития нервной системы. Реагирует с антигеном человека.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело PVRL1/NECTIN1
Примечания/Синонимы	ED4; PRR; HIgR; HV1S; HVEC; OFC7; PRR1; PVRR; CD111; PVRL1; PVRR1; SK-12; CLPED1; nectin-1; PVRL1/NECTIN1
Вид	Человек
GeneID (человек)	5818
GeneID	5818
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-334 человеческого PVRL1/NECTIN1 (NP_002846.3)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q15223
Молекулярная масса белка	57 кДа / 51 кДа / 39 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом