


Поликлональное Антитело Кролика Против Pvrl3 Для Wb, Elisa - Q9Nqs3

Артикул: CM0029931



введение

Поликлональное антитело, полученное против человеческого PVRL3 (Нектин-3, CD113). Подходит для Вестерн-блота и ELISA, перекрестно реагирует с мышиным белком. Полезно для исследований клеточной адгезии, аксонного наведения и клеточных соединений. - Q9NQS3

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PVRL3 Rabbit pAb
Примечания/алиасы	PPR3; PRR3; CD113; PVRL3; PVRR3; CDW113; NECTIN-3
Вид	Человек
GeneID (человек)	25945
GeneID	25945
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 127-366 человеческого PVRL3 (NP_001230215.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q9NQS3
Молекулярная масса белка	61 кДа
Доставка	Холодильный пакет