

Анти-Pvrl4Rl4 (Nectin-4) Поликлональные Антитела Кролика Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q96Ny8

Артикул: CM0019303



введение

Поликлональные антитела кролика против человеческого PVRL4 (Nectin-4, LNIR, PRR4), валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА. Подходят для исследований клеточной адгезии и вируса кори. Реагируют перекрестно с человеческим, мышиным и крысиным белками.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PVRL4 кролик pAb
Примечания/Псевдонимы	LNIR; PRR4; EDSS1; PVRL4; nectin-4
Вид	Человек
ID гена (Человек)	81607
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 32-146 человеческого PVRL4 (NP_112178.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q96NY8
Молекулярный вес белка	55кДа
Доставка	Сумка со льдом