

Моноклональное Антитело Против Pwr1 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q13610

Артикул: CM0003358

введение

Это кроличье моноклональное антитело специфически распознает человеческий белок PWP1 (гомолог периодического триптофанового белка 1), ассоциированный с хроматином ядрышка. Валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА; рекомбинантный иммуноген соответствует аминокислотам 460-501. Предсказанная молекулярная масса 56 кДа. UniProt Q13610.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PWP1 Кроличье mAb
Примечания/Алиасы	NCLB; IEF-SSP-9502; PWP1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	11137
Иммуноген	Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 460-501 человеческого белка PWP1 (NP_008993.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q13610
Молекулярная масса белка	56 кДа
Доставка	В сумке со льдом