

Кроличье Моноклональное Антитело Против Pxdn Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - Q92626

Артикул: CM0012187

введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого PXDN для применения в Вестерн-блоттинге (WB) и ИФА (ELISA).
Перекрестная реакция с мышью и крысой.
Идеально подходит для исследований внеклеточного матрикса, базальной мембраны и ангиогенеза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PXDN кроличье мАт
Примечания/Псевдонимы	PXN; VPO; MG50; PRG2; ASGD7; COPOA; D2S448; D2S448E; hsPxd01
Вид	Человек
ID гена (Человек)	7837
ID гена	7837
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 431-520 человеческого PXDN (NP_036425.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q92626
Молекулярный вес белка	165кДа
Доставка	Сумка со льдом