

Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Pxk Для Wb И Elisa - Q7Z7A4

Артикул: CM0014064

введение

Поликлональное кроличье антитело к РХК нацелено на протеиноподобную киназу, содержащую РХ-домен (MONAKA), регулятор Na,K-АТФазы и синаптической передачи. Подходит для WB и ELISA при работе с образцами человека, мыши и крысы. Определяет полосу размером 65 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb к РХК
Примечания/синонимы	SLOB; MONAKA; РХК
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	54899
Идентификатор гена	54899
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-200 человеческого РХК (NP_060241.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q7Z7A4
Молекулярная масса белка	65 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом