


Поликлональное Антитело Anti-Pxr Для Wb, Elisa - 075469

Артикул: CM0014755



введение

Поликлональное кроличье антитело, нацеленное на человеческий PXR (NR1I2), валидированное для WB и ELISA. Определяет белок массой 50 кДа; подходит для исследований метаболизма ксенобиотиков и транспорта лекарственных веществ. Перекрёстно реагирует с образцами человека.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PXR Rabbit pAb
Примечания/синонимы	BXR; PAR; PRR; PXR; SAR; SXR; ONR1; PAR1; PAR2; PARq
Вид	Человек
GeneID (человек)	8856
GeneID	8856
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 100-200 человеческого PXR (NP_071285.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	075469
Молекулярная масса белка	50 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом