

Поликлональные Антитела Против Pycr1 Для Вб, Ифа - P32322

Артикул: CM0028892



введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческого PYCR1, валидированы для вестерн-блоттинга и ИФА, реагируют с образцами человека, мыши и крысы. Подходит для исследований биосинтеза пролина и оксидативного стресса.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PYCR1 кроличьи поликлональные антитела
Примечания/Синонимы	P5C; P5CR; PRO3; PYCR; PIG45; PP222; ARCL2B; ARCL3B; PYCR1
Вид	Человек
ID гена (человек)	5831
ID гена	5831
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 1-319 человеческого PYCR1 (NP_008838.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P32322
Молекулярная масса белка	33 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с охлаждающими элементами