

Кроличья Моноклональная Антитело К Pycr1 Для Вб, Иф/Икк, Иф-П, Игх-П, Ифа — P32322

Артикул: CM0008024



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело к человеческому PYCR1, валидированное для ВБ, ИФ, ИГХ и ИФА. Идеально подходит для изучения метаболизма пролина, функции митохондрий и ответа на окислительный стресс. Поставляется в рамках универсальной цепочки поставок сырья для ИВД от CamelBio.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье мАб к PYCR1
Примечания/псевдонимы	P5C; P5CR; PRO3; PYCR; PIG45; PP222; ARCL2B; ARCL3B
Вид	Человек
GeneID (человек)	5831
GeneID	5831
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислотных остатков 211–310 человеческого PYCR1 (NP_008838.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИФ/ИКК, ИФ-П, ИГХ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P32322
Молекулярная масса белка	33 кДа
Доставка	С ледяным пакетом