

Кроличыи Поликлональные Антитела К Pycr1 Для Wb, Elisa - P32322

Артикул: CM0017363



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела к PYCR1, валидированные для методов WB и ELISA. Распознают PYCR1 человека, мыши и крысы. Идеально подходят для исследований биосинтеза пролина и окислительного стресса.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличыи поликлональные антитела к PYCR1
Примечания/Синонимы	P5C; P5CR; PRO3; PYCR; PIG45; PP222; ARCL2B; ARCL3B; PYCR1
Вид	Человек
ID гена (человек)	5831
ID гена	5831
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-319 PYCR1 человека (NP_008838.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P32322
Молекулярная масса белка	33 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом