


## Поликлональное Антитело Против Pycr2 Для Вестерн-Блоттинга, Иммуногистохимии На Парафиновых Срезах, Иммунофлуоресценции/Иммуноцитохимии, Elisa - Q96C36

Артикул: CM0018190



### введение

Кроличье поликлональное антитело против Pycr2, валидированное для вестерн-блоттинга, иммуногистохимии на парафиновых срезах, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии и ELISA. Детектирует белок массой 34 кДа и подходит для изучения биосинтеза пролина и окислительного стресса в образцах человека, мыши и крысы.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                            |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | Pycr2 Кроличье rAb                                                                                                                  |
| Примечания/Алиасы         | HLD10; P5CR2; Pycr2                                                                                                                 |
| Вид                       | Человек                                                                                                                             |
| GeneID (Человек)          | 29920                                                                                                                               |
| GeneID                    | 29920                                                                                                                               |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 271-320 человеческого Pycr2 (NP_037460.2). |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                              |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                                             |
| Применение                | Вестерн-блоттинг, иммуногистохимия на парафиновых срезах, иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия, ELISA                                |
| Перекрестная реактивность | Человек, Мышь, Крыса                                                                                                                |
| SWISS                     | Q96C36                                                                                                                              |
| Молекулярная масса белка  | 34 кДа                                                                                                                              |
| Доставка                  | В пакете со льдом                                                                                                                   |