

Поликлональные Антитела Против Pycrl Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q53H96

Артикул: CM0022882

введение

Кроличы поликлональные антитела против PYCRL, валидированные для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA), с перекрестной реактивностью на мышь. Идеально подходят для изучения биосинтеза пролина и метаболических путей. Оптимизированы для образцов человека.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PYCRL кролик pAb
Примечания/Псевдоним	PYCRL
Вид	Человек
GeneID (Человек)	65263
GeneID	65263
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 13-286 человеческого PYCRL (NP_075566.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q53H96
Молекулярный вес белка	29кДа
Доставка	Сумка со льдом