

Кроличыи Поликлональные Антитела Против Pygl - P06737

Артикул: CM0024931



введение

Кроличыи поликлональные антитела, направленные против человеческого PYGL (гликогенфосфорилаза печени) для применений ВБ, ИГК-П, ИФ/ИКК, ИП и ИФА. Обнаруживает PYGL человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований гомеостаза глюкозы и метаболизма гликогена.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличыи поликлональные антитела против PYGL
Примечания/Синонимы	GSD6; PYGL
Вид	Человек
ID гена (человек)	5836
ID гена	5836
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 690-847 человеческого PYGL (NP_002854.3).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИГК-П, ИФ/ИКК, ИП, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P06737
Молекулярная масса белка	97 кДа
Доставка	Аккумулятор холода