

Кроличья Поликлональная Антитело Против Pygm Для Вб, Ифа - P11217

Артикул: CM0028537



введение

Кроличья поликлональная антитело, нацеленная на человеческую PYGM (миофосфорилазу), валидированная для Вестерн-блоттинга и ИФА. Реагирует с образцами человека, мыши и крысы. Предназначена для исследований метаболизма гликогена и болезни Мак-Ардла.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья поликлональная антитела против PYGM
Примечания/Алиасы	GSD5; PYGM
Вид	Человек
ID гена	5837
Иммуноген	Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность аминокислот 743-842 человеческой PYGM (NP_005600.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P11217
Молекулярная масса белка	97 кДа
Доставка	Холодильный пакет