

Кроличья Поликлональная Антитело Против Pym1 Для Wb, If/Icc, Elisa - Q9Brp8

Артикул: CM0022726

введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против PYM1, валидированное для WB, IF/ICC, ELISA. Обнаруживает PYM1 человека, мыши и крысы (Q9BRP8) — ключевой регулятор экзон-сплайсинг комплекса, участвующий в NMD и трансляции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PYM1 Rabbit pAb
Примечания/Алиасы	PYM; WIBG; PYM1
Вид	Человек
ID гена (человек)	84305
ID гена	84305
Иммуноген	Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность аминокислот 1-204 человеческого PYM1 (NP_115721.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9BRP8
Молекулярная масса белка	23 кДа
Доставка	Холодопак