


Кроличьи Поликлональные Антитела Против Пируваткарбоксилазы (Pc) Для Вестерн-Блоттинга, Иммунофлуоресценции/Иммуноцитохимии, Иммунопреципитации И Ифа - P11498

Артикул: CM0026265



введение

Кроличьи поликлональные антитела к человеческой пируваткарбоксилазе (PC). Валидированы для применения в WB, IF/ICC, IP и ELISA. Реагируют перекрестно с PC мыши и крысы. Подходят для исследований гликонеогенеза и липидного метаболизма.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Пируваткарбоксилаза (PC) кроличьи поликлональные антитела
Примечания/Синонимы	PCB; Пируваткарбоксилаза (PC)
Вид	Человек
ID гена (человек)	5091
ID гена	5091
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий аминокислоты 879-1178 человеческой пируваткарбоксилазы (NP_001035806.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P11498
Молекулярная масса белка	130 кДа
Доставка	Холодильный пакет