


Анти-Qars Поликлональные Кроличы Антитела Для Wb, Ihc, If, Elisa - P47897

Артикул: CM0025347



введение

Поликлональные кроличьи антитела, направленные против человеческого QARS (глутамил-тРНК-синтетазы). Валидированы для WB, IHC, IF, ELISA. Реагируют с человеческим и мышинным образцами. Подходят для исследований развития мозга и синтеза белка.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	QARS кролик pAb
Примечания/Псевдоним	QARS; GLNRS; MSCCA; PRO2195
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5859
GeneID	5859
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-250 человеческого QARS (NP_005042.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P47897
Молекулярный вес белка	88кДа
Доставка	Сумка со льдом