


Моноклональное Антитело Против Qki Для Вестерн-Блоттинга - Q96Pu8

Артикул: CM0006292



введение

Кроличье моноклональное антитело против QKI, валидированное для Вестерн-блоттинга (WB), ИГХ (IHC-P), ИФ (IF/ICC) и ИФА (ELISA). Реагирует с белками человека, мыши и крысы. Нацелено на РНК-связывающий белок QKI, содержащий КН-домен, который является ключевым регулятором сплайсинга РНК, стабильности и миелинизации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	QKI кроличье мАт
Примечания/Псевдоним	QK; Hqk; QK1; QK3; hqki; QKI
Вид	Человек
ID гена (человек)	9444
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q96PU8
Молекулярный вес белка	38кДа
Доставка	Сумка-холодильник