


Поликлональные Антитела Против Qki Для Wb, If/Icc, Elisa - Q96Pu8

Артикул: CM0027258



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела против белка QKI человека (ID гена: 9444, SWISS: Q96PU8). Валидированы для WB, для IF/ICC и ELISA с перекрестной реактивностью на мышь и крысу. Идеальны для исследований в области биологии РНК и неврологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	QKI Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	QK; Hqk; QK1; QK3; hqkl; QKI
Вид	Человек
GeneID	9444 (Человек)
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-341 человеческого QKI (NP_006766.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q96PU8
Молекулярный вес белка	38кДа
Доставка	Сумка со льдом