


Кроличье Моноклональное Антитело Против Qki Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Иф/Ицк, Ип, Ифа - Q96Pu8

Артикул: CM0002472



введение

Кроличье моноклональное антитело QKI, валидированное для вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФ/ИЦК, ИП, ИФА. Распознает белок QKI человека, мыши, крысы (~38 кДа). Идеально для исследований метаболизма РНК и миелинизации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье mAb к QKI
Примечания/Альтернативные названия	QK; Hqk; QK1; QK3; hqkl; QKI
Вид	Человек
GeneID (Человек)	9444
GeneID	9444
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 242-341 белка QKI человека (Q96PU8).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФ/ИЦК, ИП, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q96PU8
Молекулярная масса белка	38 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом