


Поликлональные Антитела Против Qpct Для Wb, If/Icc, Elisa — Q16769

Артикул: CM0025233



введение

Кроличьи поликлональные антитела к человеческому QPCT для вестерн-блоттинга, IF/ICC и ELISA. Рекомбинантный иммуноген; перекрестно реагирует с мышиным и крысиным белком. Идеально подходят для исследования пироглутамилпептидов и бета-амилоида.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	QPCT Кроличьи пАт
Примечания/Алиасы	QC; GCT; sQC; QPCT
Вид	Человек
GeneID (человек)	25797
GeneID	25797
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 1-361 человеческого QPCT (NP_036545.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q16769
Молекулярная масса белка	41 кДа
Доставка	Холодовая упаковка