


Поликлональные Антитела Против Qprt Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q15274

Артикул: CM0017587



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела против человеческого QPRT (никотинат-нуклеотидпирофосфорилазы). Валидированы для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA) с перекрестной реактивностью на мышь и крысу. Идеально подходят для исследований катаболизма хинолиновой кислоты.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	QPRT Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	QPRTase; HEL-S-90n; QPRT
Вид	Человек
GeneID (Человек)	23475
GeneID	23475
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-297 человеческого QPRT (NP_055113.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q15274
Молекулярный вес белка	31кДа
Доставка	Сумка-холодоэлемент