

Поликлональные Антитела Против Qsox1 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - O00391

Артикул: CM0028567



введение

Кроличьи поликлональные антитела против QSOX1, валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА с реактивностью к белкам человека и мыши. Нацелены на сульфгидрилоксидазу 1, ключевой фермент в формировании дисульфидных связей и ремоделировании внеклеточного матрикса.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	QSOX1 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	Q6; QSCN6; QSOX1
Вид	Человек
ID гена	5768
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-330 человеческого QSOX1 (NP_001004128.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	O00391
Молекулярный вес белка	83кДа
Доставка	Сумка со льдом