

Поликлональные Антитела Против Qsox2 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q6Zrp7

Артикул: CM0018700

введение

Кроличьи pAb против QSOX2 обнаруживают человеческий QSOX2, перекрестно реагируют с мышинным и валидированы для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA). Идеально подходят для изучения сульфгидрилоксидазы 2 в процессах апоптоза и формирования дисульфидных связей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	QSOX2 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	SOXN; QSCN6L1; QSOX2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	169714
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 370-650 человеческого QSOX2 (NP_859052.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q6ZRP7
Молекулярный вес белка	78 кДа
Доставка	В ледяном пакете