

Поликлональное Антитело Против R9Ap/Rgs9Bp Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q6Zs82

Артикул: CM0019204

введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на R9AP/RGS9BP, мембранный якорь для RGS9-1 в фототрансдукции. Валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА; перекрестно реагирует с белками человека, мыши и крысы. Идеально для исследований зрения и передачи сигналов GPCR.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	R9AP/RGS9BP Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	R9AP; RGS9; PERRS; R9AP/RGS9BP
Вид	Человек
ID гена (Человек)	388531
Иммуноген	Рекомбинантный белок, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-107 белка R9AP/RGS9BP человека (NP_997274.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q6ZS82
Молекулярная масса белка	25 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом