


Кроличья Поликлональная Анти-Rab10 Антитело Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P61026

Артикул: CM0027732



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого RAB10, подходит для Вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестно реагирует с мышинным белком. Белок-мишень представляет собой малую GTPазу, участвующую в транспорте от аппарата Гольджи к плазматической мембране, цилиогенезе и врожденном иммунитете.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RAB10 Кроличье pAb
Примечания/Алиасы	RAB10
Вид	Человек
GeneID (Человек)	10890
GeneID	10890
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 98-198 человеческого RAB10 (NP_057215.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P61026
Молекулярная масса белка	23 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом