


Поликлональное Антитело Против Rab11A Для Wb, If/Icc, Elisa - P62491

Артикул: CM0015817



введение

Кроличье поликлональное антитело, специфичное к человеческому RAB11A, валидированное для вестерн-блоттинга, IF/ICC и ELISA. Перекрёстно реагирует с белком крысы. Идеально подходит для изучения эндоцитарного рециклинга и транспорта мембран.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к RAB11A
Примечания/синоним	YL8; RAB11A
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	8766
Идентификатор гена	8766
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 100–200 человеческого RAB11A (NP_004654.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, крыса
SWISS	P62491
Молекулярная масса белка	24 кДа
Условия транспортировки	Охлаждающий пакет