


Кроличья Моноклональная Антитела К Rab11A Для ВБ, ИФ/Ик, Ифа — P62491

Артикул: CM0008703



введение

Высококачественная кроличья моноклональная антитела против человеческого RAB11A (P62491), подходящая для ВБ, ИФ/ИК, ИФА. Перекрестно реагирует с мышинными и крысиными гомологами. Идеально подходит для изучения эндоцитарного рециклинга и мембранного транспорта.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья мАТ к RAB11A
Примечания/Алиасы	YL8; RAB11A
Вид	Человек
ID гена (человек)	8766
ID гена	8766
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИФ/ИК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P62491
Молекулярная масса белка	24 кДа
Доставка	С ледяным пакетом