


Кроличье Моноклональное Антитело Против Rab11A/B Для Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P62491 / Q15907

Артикул: CM0002335



введение

Это кроличье моноклональное антитело против RAB11A/B валидировано для WB, IF/ICC, IHC-P и ELISA. Оно распознает человеческие, мышиные и крысиные RAB11A и RAB11B, ключевые регуляторы рециклинга эндоцитоза и мембранного транспорта.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RAB11A/B Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	YL8; H-YPT3; NDAGSCW; RAB11A/B
Вид	Человек
GeneID (Человек)	8766/9230
GeneID	8766/9230
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого RAB11A/B (NP_004654.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P62491/Q15907
Молекулярный вес белка	24КДа
Доставка	Сумка со льдом