


Поликлональное Антитело Anti-Rab11A/Rab11B Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa — P62491 / Q15907

Артикул: CM0023083



введение

Это кроличье поликлональное антитело выявляет RAB11A и RAB11B в образцах человека, мыши и крысы. Валидировано для WB, ИHC-P, IF/ICC и ELISA; подходит для исследований эндоцитарного рециклинга и деления клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb к RAB11A/RAB11B
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	8766/9230
Идентификатор гена	8766/9230
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого RAB11A/RAB11B (NP_004654.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ИHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P62491/Q15907
Условия транспортировки	Пакет со льдом