


Поликлональные Антитела Против Rab11B Для Wb, If/Icc, Elisa - Q15907

Артикул: CM0013127



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела против человеческого RAB11B (UniProt Q15907). Валидированы для WB, IF/ICC, ELISA, обладают перекрестной реактивностью с мышью и крысой. Идеально подходят для исследований эндоцитарного рециклинга и мембранного траффика.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RAB11B кроличьи пАб
Примечания/Алиасы	H-YPT3; NDAGSCW; RAB11B
Вид	Человек
GeneID (человек)	9230
GeneID	9230
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 100-200 человеческого RAB11B (NP_004209.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q15907
Молекулярная масса белка	24 кДа
Доставка	Айс-пак