

Поликлональное Антитело Anti-Rab11Fip1 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q6Wkz4

Артикул: CM0027453



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий белок RAB11FIP1, валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА. Идеально подходит для изучения эндосомального рециклинга, фагоцитоза и везикулярного транспорта в исследовательских приложениях.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RAB11FIP1 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	RCP; NOEL1A; rab11-FIP1; RAB11FIP1
Вид	Человек
Gene ID (Человек)	80223
Gene ID	80223
Иммуноген	Рекомбинантный белок: Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 330-540 человеческого RAB11FIP1 (NP_079427.4).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q6WKZ4
Молекулярная масса белка	137 кДа
Доставка	В сумке со льдом