

Поликлональное Антитело Против Rab11Fip5 Для Вб, Иф/Икц, Ифа - Q9Vxf6

Артикул: CM0021045

введение

Кроличье поликлональное антитело к RAB11FIP5, валидированное для ВБ, ИФ/ИКЦ, ИФА. Реагирует с человеком, мышью, крысой. Рекомбинантный иммуноген (aa 354-653). Идеально подходит для изучения трафика апикальных рециклирующих эндосом, секреции инсулина и транспорта V-АТФазы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RAB11FIP5 кроличье поликлональное антитело
Примечания/алиасы	GAF1; pp75; RIP11; gaf-1; rab11-FIP5; RAB11FIP5
Вид	Человек
ID гена	26056
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 354-653 человеческого RAB11FIP5 (NP_056285.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФ/ИКЦ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9VXF6
Молекулярная масса белка	70 кДа
Доставка	Сумка-холодильник