

Моноклональное Антитело Против Rab12 Для Ип И Ифа - Q6Iq22

Артикул: CM0008184



введение

Высококачественное моноклональное антитело против Rab12 для иммунопреципитации (IP) и ИФА. Валидировано для образцов человека, нацелено на малую GTPазу Rab-12, участвующую в эндосомальном транспорте и аутофагии. Идеально подходит для использования в IVD и исследовательских целях.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Rab12 Rabbit mAb [MJFF-A-3F6]
Примечания/Псевдоним	RAB12
Вид	Человек
ID гена (Человек)	201475
ID гена	201475
Иммуноген	Рекомбинантный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-244 белка Rab12 человека (Q6IQ22).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q6IQ22
Молекулярный вес белка	27kDa
Доставка	Сумка со льдом