

## Кроличье Моноклональное Антитело Против Rab12 [Валидировано На Ко] Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q6Iq22

Артикул: CM0004941



### введение

Валидированное на нокауте кроличье моноклональное антитело против Rab12 (клон MJFF-A-6E6) для Вестерн-блоттинга и ИФА. Обнаруживает человеческий и мышиный Rab12, малую GTPазу, регулирующую эндосомальный транспорт и аутофагию. Идеально подходит для изучения мембранного транспорта.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | [Валидировано на KO] Rab12 кроличье МАТ [MJFF-A-6E6]                                                                    |
| Примечания/Псевдоним      | RAB12                                                                                                                   |
| Вид                       | Человек                                                                                                                 |
| GeneID (Человек)          | 201475                                                                                                                  |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-244 белка Rab12 человека (Q6IQ22). |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                  |
| Категория                 | Моноклональные антитела                                                                                                 |
| Применение                | Вестерн-блоттинг (WB), ИФА (ELISA)                                                                                      |
| Перекрестная реактивность | Человек, Мышь                                                                                                           |
| SWISS                     | Q6IQ22                                                                                                                  |
| Молекулярный вес белка    | 27 кДа                                                                                                                  |
| Доставка                  | В ледяном пакете                                                                                                        |