

Кроличья Поликлональная Антитело Против Rab13 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иф/Ицц (If/Icc), Ифа (Elisa) - P51153

Артикул: CM0014718

введение

Кроличья поликлональная антитело против человеческого RAB13, валидированное для WB, IF/ICC, ELISA. Идеально подходит для изучения сборки плотных контактов, эндоцитарной рециркуляции и транслокации GLUT4.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RAB13 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	GIG4; RAB13
Вид	Человек
GeneID (человек)	5872
GeneID	5872
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P51153
Молекулярный вес белка	23кДа
Доставка	Сумка со льдом