

Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Rab14 Для Wb И Elisa — P61106

Артикул: CM0014224



введение

Поликлональное кроличье антитело Anti-RAB14, валидированное для вестерн-блоттинга и ELISA. Определяет RAB14 человека и мыши — малую GTPазу Rab, регулирующую транспорт между аппаратом Гольджи и эндосомами, эндосомальное связывание и клеточную адгезию. Подходит для применения в IVD и научных исследованиях.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к RAB14
Примечания/синонимы	FBP, RAB-14, RAB14
Вид	Человек
GeneID (человек)	51552
GeneID	51552
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 39–140 человеческого RAB14 (NP_057406.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь
SWISS	P61106
Молекулярная масса белка	24 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом