

Кроличыи Поликлональные Антитела K Rab17 Для Wb, Elisa - Q9H0T7

Артикул: CM0026393

введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела к белку RAB17 человека, подходящие для методов WB и ELISA. Выявляют RAB17 в образцах человека, мыши и крысы. Идеально подходят для исследований транскитоza и мембранного транспорта.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RAB17 кроличьи пАт
Примечания/Псевдоним	RAB17
Вид	Человек
GeneID (Человек)	64284
GeneID	64284
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-212 RAB17 человека (NP_071894.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9H0T7
Молекулярная масса белка	23 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом