

Поликлональные Антитела Против Rab18 Для Вестер-Блоттинга И Ифа - Q9Nr72

Артикул: CM0030445



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого RAB18, валидированные для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA). Обнаруживают эндогенный RAB18 в образцах человека, мыши и крысы. Идеально подходят для изучения внутриклеточного мембранного транспорта, контактов эндоплазматического ретикулума с липидными каплями и нейродегенерации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RAB18 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	WARBM3; RAB18LI1; RAB18
Вид	Человек
ID гена (Человек)	22931
ID гена	22931
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-206 человеческого RAB18 (NP_067075.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9NP72
Молекулярный вес белка	23кДа
Доставка	Сумка со льдом