

Поликлональное Антитело Против Rab1A Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Elisa - P62820

Артикул: CM0019195



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого RAB1A, подходит для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии, ELISA; перекрестно реагирует с мышиным и крысиным белком. Идеально для изучения транспорта между ЭПР и аппаратом Гольджи, аутофагии и клеточной миграции. 23 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RAB1A Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	RAB1; YPT1; RAB1A
Вид	Человек
ID гена (Человек)	5861
ID гена	5861
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-205 человеческого RAB1A (NP_004152.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P62820
Молекулярная масса белка	23 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом